

**DeepSmile 牙颜医疗**

# DeepSmile系统功能介绍

分享者: Vivi

# DeepSmile

## 牙颜医疗

1

账号分类及开通

2

魔镜操作演示及注意事项

3

魔方操作演示及注意事项

4

产品分类及价格



# 账号分类及开通

# 1 账号说明及开通

## DeepSmile 演示账号说明

### 演示账号释义

DS系统演示账号分为“**魔镜**”和“**魔方**”两个登录账号，用于对客演示DeepSmile的具体使用方法和功能

### 牙颜销售对门诊&经销商

**魔镜 (1.0) 账号:** 由运维部给开通，首次以手机号和验证码登录，后期可自己修改密码

**魔方 (2.0) 账号:** 公司统一演示账号及密码，资料查询网址中获取

### 经销商销售对门诊

**魔镜 (1.0) 账号:** 由牙颜运维部给开通，首次以手机号和验证码登录，后期可自己修改密码

**魔方 (2.0) 账号:** 牙颜公司统一演示账号及密码，由所对接的销售进行信息同步

## DeepSmile 实际使用账号说明

### 直营客户账号开通

**魔镜&魔方:** 销售在DS后台系统中添加诊所/医生，完善好信息后医生会收到验证码，用于首次登录，后期医生可自行修改密码

### 经销商客户账号开通

**魔镜&魔方:** 经销商在DS后台系统里添加诊所/医生，完善好信息后医生会收到验证码，用于首次登录，后期医生可自行修改密码

### \* 说明:

(1) 1.0账号可以直接新建病例做完整演示，但2.0账号内不可以直接创建全流程矫治服务，需辅以案例演示说明;

(2) 体验账号即为后期实际使用账号，区别在于所配置的服务包不同



2

# 魔镜操作演示及注意事项

## 2 魔镜操作演示及注意事项

DS登录网址: <https://ows.iocs-dental.com/>

### 【个人中心模块】操作演示及注意事项

#### 报告模板定制

1. Logo、首图、尾图
2. 照片格式、大小的要求

#### 产品展示

1. 显示当前该医生所属门诊、可使用的产品类型
2. 产品类型及显示次序：体验包→订阅包→次包
3. 体验包的种类及有效期



产品名	产品类型	发放数量	服务期限
限时及限3次体验包	Pro体验包	3	14天
限时及限2次体验包	Pro体验包	2	14天
限时及限5次体验包	Pro体验包	5	30天

### 【病例模块】操作演示及注意事项


#### 基础信息

按要求正常选择就好

#### 影像资料及模型

1. 图片格式及大小要求
2. 口扫文件格式、上传错误处理办法
3. 侧位片朝向及医生需核验事项

若模型情况较为复杂，提交时会提示需要医生人工确认模型切分结果





# 魔方的操作演示及注意事项

## 3 魔方操作演示及注意事项

1

### 创建全流程矫治

方案选择



方案备注



产品选择

2

### 方案设计

生成周期



方案通知



方案确认

3

### 病例监控

复诊周期

医学专家会出具建议的下次复诊周期



操作要点

具体步骤+演示视频



监控要点

风险提示及解决方法

# 3 魔方操作演示及注意事项

## 1


### 创建全流程矫治

注：不支持手术方案的全流程矫治服务

方案选择

方案备注

产品选择



### 3 魔方操作演示及注意事项

## 2

### 方案设计

注：不支持手术方案的全流程矫治服务

方案生成中

方案生成周期



**带3D导板：T+3（方案设计周期），方案生成后会短信通知您确认方案**

**不带3D导板：T+2（方案设计周期），方案生成后短信通知您确认方案**

### 3 魔方操作演示及注意事项

3

#### 方案确认

注：不支持手术方案的全流程矫治服务


方案待确认入口

方案确认时效



1.方案说明

2.查看方案



方案出具后，若超过 **24 小时** 未点击确认方案，系统将**自动确认**最新方案并进入下一步流程。如果点击暂不确认，系统将不再执行 24 小时自动确认方案，该方案后续需**手动确认**



### 3 魔方操作演示及注意事项

#### 5

#### 病例监控

注：不支持手术方案的全流程矫治服务

#### 阶段性监控

在病例监控过程中，  
可根据当下患者实际情况提供阶段性的治疗指导

#### 操作要点

已完成

- ✓ 1、上颌放置0.014英寸镍钛圆丝，所有牙位弓丝入槽。弓丝末端回弯。
- ✓ 2、下颌放置0.014英寸镍钛圆丝，所有牙位弓丝入槽。弓丝末端回弯。

- 1、连续3个月无变化请联系客服
- 2、操作步骤全部完成可点击提交
- 3、如遇突发意外情况，可进行提交
- 4、提交成功后，1-2个工作日内会收到反馈



操作备注



提交监控  
反馈资料

4

## 产品分类及价格

## 4 魔镜套包分类及价格

### 牙颜智能正畸系统·价格体系

**SVIP套餐包**

智能正畸系统  
年度使用包

200个/年

终端价格  
¥2999

可开通1个门诊 | 5个医生账号

**VIP套餐包**

智能正畸系统  
年度使用包

50个/年

终端价格  
¥1299

可开通1个门诊 | 1个医生账号

**注意：不同套餐包可开通门诊数和医生账号数**

## 4 魔镜套包分类及价格

### 牙颜智能正畸系统·价格体系

**SVIP套餐包**

智能正畸系统  
**年度使用包**

200个/年

经销商价格  
¥ **1799**

可开通1个门诊 | 5个医生账号

**VIP套餐包**

智能正畸系统  
**年度使用包**

50个/年

经销商价格  
¥ **729**

可开通1个门诊 | 1个医生账号

**注意：不同套餐包可开通门诊数和医生账号数**

## 4 魔镜套包分类及价格

### 牙颜智能正畸系统·价格体系

**SVIP套餐包**

智能正畸系统  
年度使用包

经销商指导价格  
**200个/年** | **¥2399**

可开通1个门诊 | 5个医生账号

**VIP套餐包**

智能正畸系统  
年度使用包

经销商指导价格  
**50个/年** | **¥999**

可开通1个门诊 | 1个医生账号

**注意：不同套餐包可开通门诊数和医生账号数**

## 4 魔方套包分类及价格

### 牙颜智能正畸系统·价格体系



1w—10w均可设置



根据套包金额匹配不同服务内容



各区域可结合市场情况本地化设置，  
公司提供统一基础标准作为指导

DeepSmile

谢谢聆听!

牙颜医疗

